


FT-2000 系列脆碎度检查仪

脆碎度是反映片剂质量的一项重要指标。它对片剂的生产、包装、运输等方面有着直接影响。FT-2000 系列脆碎度检查仪是一种检查片剂脆碎度的专门仪器。它功能齐全，操作简便，其性能指标完全符合 2015《中国药典》及美国药典的相关规定。



主要特点及技术指标:

	FT-2000AE	FT-2000SE
计时计数功能	有	有
倒计时计数功能	有	有
重复	有	有
暂停	有	有
状态	无	有
调速功能	无	有
宽电压	无	有
转速范围	25rpm±1rpm	20 ~70rpm±1rpm 可调(出厂预置 25rpm)
显示方式	数码管	小液晶屏
计时范围	0~9 小时 59 分 59 秒,可选择倒计时。	0~99 分 59 秒,可选择倒计时。
计数范围	0~99999 次, 可选择倒计数	0~9999 次, 可选择倒计数
轮鼓尺寸	内径约 286 mm, 深 39 mm	内径约 286 mm, 深 39 mm
工作电源	110V±10%,60Hz 或 220V±10%,50Hz	(110-220) V±10% V , 50-60 Hz
环境温度	5~35 °C	5~35 °C
相对湿度	小于 80 %	小于 80 %
整机功率	15 W	40 W